

Hörhilfen



Hearit Original ist ein Kommunikationsverstärker mit eingebautem Mikrofon für die Nahkommunikation.

Mit seiner hervorragenden Tonqualität ist das Hearit die ideale Hörhilfe für Personen mit leichter bis mittlerer Schwerhörigkeit. Ob in geselligem Kreise, zum Fernsehen oder Radiohören, beim Arztbesuch, in der Besprechung, im Auto oder bei Aktivitäten im Freien - **Hearit Original** ist in jeder Situation eine ausgezeichnete Hörhilfe.

Besonders geeignet ist **Hearit Original** für Schwerhörige, bei denen aus verschiedensten Gründen ein "normales" Hörgerät nicht eingesetzt werden kann. **Hearit Original** ist unter der Nr. 13.20.07.0002 in das Hilfsmittelverzeichnis eingetragen.



hgt.

Hörgeschädigten
Technik B&K GmbH

Siemensstr. 13 • 48341 Altenberge • Tel.: 02505 / 603 • ST: 604 • Fax: 3659
Internet-Adresse: <http://www.hgt.de> • E-Mail: hgt-Altенberge@t-online.de

GPHA0100

HGT MiniVib

Seit über 20 Jahren macht das bewährte HGT-Lichtsystem durch gut unterscheidbare Blitzfolgen auf akustische Ereignisse (Telefon, Türklingel, Babyweinen usw.) aufmerksam.

Das neue HGT MiniVib geht nun einen anderen Weg. Mit dem tragbaren Vibrationsempfänger können Sie sich völlig frei und unabhängig von den Blitzlampen des Lichtsystems in Haus und Garten bewegen, ohne jemals auch nur einen Telefonanruf oder ein Klingeln an der Tür zu verpassen. Ganz gleich, ob Sie den Rasen mähen oder sich in der Garage aufhalten, der kleine MiniVib-Empfänger macht Sie zuverlässig darauf aufmerksam.

Wie arbeitet MiniVib?

Bei jedem akustischen Ereignis verschickt der MiniVib-Sender eine kurze Botschaft per Funk durch die Luft. Der MiniVib Vibrationsempfänger empfängt diese Botschaft und wandelt sie in die zugehörige Vibrationsfolge um. Die Sendeleistung von MiniVib beträgt nur 10 Milliwatt und ist völlig ungefährlich.

Wie weit reicht MiniVib?

Die Reichweite von MiniVib beträgt ca. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden. Auf das Verlassen des Empfangsbereiches werden Sie durch Vibration aufmerksam gemacht.

Welcher Sender ist für Sie der richtige?

Wenn Sie **kein HGT-Lichtsystem** besitzen und wenn die Signalisierung von Telefon- und Türklingeln ausreicht, dann brauchen Sie den **MiniVib-Funksensor**. Er hat die Anschlußmöglichkeiten für zwei Türklingeln und die Telefonsteckdose schon eingebaut. Alle notwendigen Kabel werden mitgeliefert.

Wenn Sie MiniVib mit dem **HGT-Lichtsystem** kombinieren wollen, dann haben Sie es besonders leicht. Sie brauchen nur den **MiniVib-Funkumsetzer** in eine freie Steckdose zu stecken, und schon empfängt er alle Signale der Lichtsystem-Sender und setzt Sie in Funksignale für den Vibrationsempfänger um.

Empfänger:



MiniVib Vibrationsempfänger

Meldet die akustischen Ereignisse im ganzen Haus durch gut unterscheidbare Vibrationen und 6-fach-Leuchtanzeige. Integrierter Halteclip. Der Empfänger ist nur 56 x 71 x 18 mm klein und wiegt mit Batterie nur 70g. Farbe: grau

Sender:



MiniVib Funksensor

Wandelt das Klingeln an Haustür, Wohnungstür und Telefon direkt in Funkimpulse für den MiniVib Empfänger um. Mit Personenuftaste und Direktanschluß für zwei Klingeln und Telefon. Es sind keine Lichtsystem-Sender erforderlich. Farbe: weiß



MiniVib Funkumsetzer

Ergänzung zum HGT-Lichtsystem. Empfängt die Signale der Lichtsystem-Sender und setzt sie in Funksignale für den MiniVib Empfänger um. Mit Personenuftaste und beleuchtetem 6-fach-Control-Display. Farbe: weiß

HGT-MiniVib wird ständig erweitert.

Seit kurzem ist beispielsweise ein tragbarer Handsender erhältlich, mit dem Sie Ihren Partner per Funk rufen können. Wenn Sie noch Fragen zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von MiniVib und HGT-Lichtsystem haben, rufen Sie an. - Wir beraten Sie gern.

Programm- übersicht

Ausgabe Januar 2000

Hörgeschädigten
Technik B&K GmbH

HGT Lichtsystem

Sender:



Klingel-Sender mit zwei Eingängen
Wandelt das Klingeln an Haus- und Wohnungstür in Funk-Impulse um und sendet sie an alle Empfänger.
Inkl. 7 m Kabel. Farbe: weiß



Baby-Sender
Sendet Funk-Impulse an alle Empfänger, wenn das Kind weint. Mit eingebautem Mikrophon und Empfindlichkeitseinsteller.
Farbe: weiß



Telefon-Sender
Sendet beim Klingeln des Telefons Funk-Impulse an die Empfänger aus. Inkl. 3 m Kabel zum Anschluß an TAE-Dosen
Farben: weiß



Personenruf-Sender
Löst durch gesendete Funk-Impulse Lichtsignale am Empfänger aus, wenn auf die Ruftaste gedrückt wird. Inkl. 7 m Kabel und Ruftaste. Farbe: weiß



Bewegungs-Sender
Sendet Funk-Impulse an alle Empfänger, wenn sich jemand in der Nähe bewegt.
Farbe: weiß



Multiflash TAE
Löst beim Tür- und Telefonklingeln Lichtsignale am Empfänger aus und gibt selbst Lichtblitze ab.
Inkl. aller erforderlichen Kabel.
Farben: weiß



Mikrofon Adapter
Reagiert akustisch auf Klingelgeräusche und erzeugt daraus das elektrische Signal für den Klingel-Sender oder die Multiflash TAE, wenn ein elektrischer Anschluß nicht möglich ist.

Weiteres Zubehör
3-fach Adapter TAE-F-NFN
3-fach Adapter TAE-F-NFN mit 6 m Kabel



Türblitzlampe
Gibt Lichtsignale ab, wenn sie an einer vorhandenen Türklingel oder mit der mitgelieferten Klingeltaste betrieben wird. Inkl. 7 m Kabel. Farbe: weiß

Weckuhren:



Funklichtwecker Light DCF-77
Weckt Sie zuverlässig durch automatischen Empfang des DCF-77 Zeitsignals mit hellen Lichtblitzen und Ton.
5 Min. Schlummerautomatik; Zifferblattbeleuchtung; automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.
Durch den integrierten Lichtsystem-Empfänger blitzt die Uhr auch, wenn ein Lichtsystem-Sender ein Ereignis meldet, z.B. beim Tür- oder Telefonklingeln.
Zifferblatt lieferbar in: anthrazit, rot u. blau.

Lichtwecker Light DCF-77
Wie oben, jedoch ohne integrierten Lichtsystem-Empfänger.
Zifferblatt lieferbar in: anthrazit, rot u. blau.



Vibrations-Reisewecker Shake Awake
Kleiner, leicht zu bedienender Reisewecker. Weckt mit Ton und/oder Vibration. Der Anschluss des HGT-Rüttelkissens ist möglich. Batteriebetrieben.

Geräte ohne Funk:



Rüttelkissen
Macht zusätzlich Vibrationen, wenn angeschlossener Licht- oder Funklichtwecker Lichtsignale abgibt.
Farbe: hellgrau

Empfänger:



Blitzlampe Control
Erzeugt für jeden Sender eine eigene Blitzfolge, 6-fach-Control-Display, lieferbare Farben: anthrazit, hellgrau, rot, weiß



Blitzlampe mit 4-fach-Ereignisanzeige
Erzeugt für jeden Sender eine eigene Blitzfolge. Kontrollanzeige für 4 verschiedene Sender. Farbe: weiß



Blitzlampe
Erzeugt für jeden Sender eine eigene Blitzfolge. Kontrolleuchte für Baby- und Klingel-Sender
Farben: weiß



Lampenschalter mit 4-fach-Ereignisanzeige
Schaltet eine angeschlossene Lampe im Rhythmus der Blitzfolge ein und aus.
Kontrollanzeige für 4 verschiedene Sender
Farbe: weiß



Aufstellfuß für Blitzlampe Control
Macht aus der Blitzlampe Control im Handumdrehen eine attraktive Tischblitzlampe. Auch für MiniVib-Funkumsetzer geeignet.
Farben: anthrazit, rot, weiß